

**Rotolo di carta cromatografica****Cytiva**

Rotolo di carta cromatografica. Carta cromatografica 1 CHR. Carta standard per cromatografia. Buona risoluzione per separazioni analitiche generali. Cellulosa pura. Spessore 0.18 mm. Velocità di flusso (acqua) 130 mm / 30 min. Carta cromatografica 3MM CHR. Usata in elettroforesi, in chimica generale e come carta assorbente. Cellulosa pura. Spessore 0.34 mm. Velocità di flusso (acqua) 130 millimetri/30 minuti.



Code	Description	Packaging
LLG09950322	Carta cromatografica tipo 1Chr, largh. 10 mm, lungh. 100 m	1 pz
LLG09950323	Carta cromatografica tipo 1Chr, largh. 20 mm, lungh. 100 m	1 pz
LLG09950324	Carta cromatografica tipo 1Chr, largh. 30 mm, lungh. 100 m	1 pz
LLG09950325	Carta cromatografica tipo 1Chr, largh. 40 mm, lungh. 100 m	1 pz
LLG09950326	Carta cromatografica tipo 1Chr, largh. 50 mm, lungh. 100 m	1 pz
LLG09950327	Carta cromatografica tipo 3MMChr, largh. 20 mm, lungh. 100 m	1 pz
LLG09950328	Carta cromatografica tipo 1Chr, largh. 100 mm, lungh. 100 m	1 pz
LLG09950329	Carta cromatografica tipo 1Chr, largh. 150 mm, lungh. 100 m	1 pz
LLG09950330	Carta cromatografica tipo 3MMChr, largh. 100 mm, lungh. 100 m	1 pz
LLG09950331	Carta cromatografica tipo 3MMChr, largh. 150 mm, lungh. 100 m	1 pz
LLG09950332	Carta cromatografica tipo 3MMChr, largh. 190 mm, lungh. 100 m	1 pz
LLG09950333	Carta cromatografica tipo 3MMChr, largh. 230 mm, lungh. 100 m	1 pz
LLG09950334	Carta cromatografica tipo 3MMChr, largh. 270 mm, lungh. 100 m	1 pz

