

**Timer digitale doppio****TFA Dostmann**

Timer digitale doppio. Per il conteggio e conto alla rovescia (doppio), funzione di memoria, spia LED (passa da verde a rosso allo scadere del tempo), 3 livelli di volume, con magnete per fissaggio, supporto da tavolo e apertura per appenderlo.

- Intervallo: tempo fino a 99 ore, 59 min, 59 sec
- Montaggio a parete o su tavolo
- 2 batterie AAA da 1,5 V non incluse
- Dimensioni (L x H x P): 91 x 76 x 21 mm



Code	Description	Packaging
LLG09260152	Timer TFA 38.2025, 99:59:59 h:min:s, allarme acustico e visivo, 91x76x21 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

