

**Pellicola sigillante in PE sottile, tipo 3730****AZENTA**

Pellicola per sigillazione a caldo.

- Range di temperatura: -20°C - 80°C (110°C con coperchio riscaldato e pressurizzato).
- Perforabile.
- Strato sottile in poliestere facilmente perforabile da aghi di autocampionatori.
- Adatta all'uso con sequenzatori ABI 3730.
- Adatta a PCR, qPCR e applicazioni ottiche (imaging, saggi in fluorescenza e colorimetrici).
- Sigillatura permanente con piastre in PP, PE, PS e COC.



| Code       | Description                                                               | Packaging |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FE94TI0580 | Film in PE sottile, per autocampionatori ABI® 3730, rotolo 610 m x 78 mm  | 1 roll    |
| FE94TI0581 | Film in PE sottile, per autocampionatori ABI® 3730, foglio 125 x 78 mm    | 1 roll    |
| FE94TI0582 | Film in PE sottile, per autocampionatori ABI® 3730, rotolo 500 m x 115 mm | 1 roll    |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

