

**Pellicola sigillante in PE sottile, tipo 3730****AZENTA**

Pellicola per sigillazione a caldo.

- Range di temperatura: -20°C - 80°C (110°C con coperchio riscaldato e pressurizzato).
- Perforabile.
- Strato sottile in poliestere facilmente perforabile da aghi di autocampionatori.
- Adatta all'uso con sequenzatori ABI 3730.
- Adatta a PCR, qPCR e applicazioni ottiche (imaging, saggi in fluorescenza e colorimetrici).
- Sigillatura permanente con piastre in PP, PE, PS e COC.



Code	Description	Packaging
FE94TI0580	Film in PE sottile, per autocampionatori ABI® 3730, rotolo 610 m x 78 mm	1 roll
FE94TI0581	Film in PE sottile, per autocampionatori ABI® 3730, foglio 125 x 78 mm	1 roll
FE94TI0582	Film in PE sottile, per autocampionatori ABI® 3730, rotolo 500 m x 115 mm	1 roll



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

