

**Pellicola sigillante Q-Stick# qPCR****AZENTA**

Pellicola adesiva Q-Stick qPCR.

- Range di temperatura integrità pellicola: -20°C/110°C con coperchio pressurizzato riscaldato.
- Pelabile.
- Con 96 finestre otticamente trasparenti,.
- Adatta a qPCR e applicazioni ottiche quali misure in fluorescenza e colorimetriche.
- Contatto ridotto tra reagenti e adesivo.



Code	Description	Packaging
FE94TI0565	Film Q-Stick qPCR ottiamente trasparente, 96 finestre, fogli 133x76 mm	100 sheets



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

