

**Pellicola con finestre intaglio a croce, 96 pozzetti****AZENTA**

Pellicola adesiva perforabile.

- Range temperatura integrità sigillatura: -20°C/110°C.
- Pelabile.
- Perforabile.
- Adesivo forte.
- Con intagli a croce per facilitare l'accesso al campione con puntali o sonde esercitando una minima pressione. Possibilità di intasamento dei puntali minimizzata.
- Adatta a piastre da 96 pozzetti (auti campionatori, HPLC, sequenziatori).



Code	Description	Packaging
FE94TI0566	Film perforabile, forte, finestre intaglio a croce, x 96 pozz. 135x77mm	100 sheets



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

