

**Pellicola adesiva Air-O-Seal permeabile gas, per colt.cellulari****AZENTA**

Pellicola adesiva Air-O, permeabile ai gas.

- Range di temperatura integrità pellicola: -20°C/40°C.
- Pelabile.
- Permeabile ai gas.
- Adatta a colture cellulari, anche per colture a lungo termine, riducendo l'evaporazione in modo significativo..
- Previene l'evaporazione e la contaminazione, permettendo contemporaneamente la respirazione delle cellule.
- Resistente ad acidi, DMSO, detergenti, etanolo, glicerolo, isopropanolo e ipoclorito di sodio (candeggina).
- Dal momento che il materiale di cui è costituita è a base di carta, non può essere utilizzata in condizioni umide (es. colture in agitazione).



| Code         | Description                                                            | Packaging                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| FE94TI0517   | Film Air-O-Seal permeabile gas, per colt.cellulari, 135x80 mm          | 100 sheets                        |
| FE94TI0517ST | Film Air-O-Seal permeabile gas, per colt.cellulari, sterile, 135x80 mm | 100 sheets<br>(10 x 10<br>sheets) |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

