



Sealing Cap Mat

AZENTA

Tappetino in gomma siliconica e TPE, resistente alle alte temperature, per sigillare piastre di stoccaggio e proteggere i campioni dall'evaporazione. Esente da DNasi/RNasi e pirogeni. Perforabile.



Code	Description	Packaging
FE94TI0137	Sealing Cap Mat per 96 pozz.quadrati, in silicone trasparente	50 mats
FE94TI0138	Sealing Cap Mat per 96 pozz.tondi, in silicone trasparente	50 mats
FE94TI0139	Sealing Cap Mat per 384 pozz.quadrati, in silicone trasparente	50 mats



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

