

**Bilance di precisione EWJ****Kern & Sohn**

Bilance di precisione EWJ. Modello base adatto al settore da laboratorio superiore con certificazione di approvazione.

- Estremamente user-friendly: tutte le funzioni principali hanno un proprio tasto sulla tastiera
- Aggiustamento automatico interno con comando cronologico ogni 4 h. Garantisce la massima precisione e rende il funzionamento indipendente dal luogo di installazione
- Ideale per impieghi mobili che richiedono omologazione, come l'acquisto ambulante di oro e gioielli
- Dimensioni compatte adatte agli spazi ristretti
- Visualizzazione capacità: barra luminosa crescente indica la capacità di pesata ancora disponibile
- Gabbietta antivento con coperchio amovibile con apertura per pipettare, di serie per tutti i modelli con dimensioni di piatto di pesata Ø 80 mm e Ø 135 mm. Camera di pesata (L x P x H): 145 x 160 x 80 mm
- Interfacce dati RS-232 e USB per il trasferimento dei dati di pesata a PC, stampante, chiavetta USB ecc.

**Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?
Scopri come possiamo aiutarti**



Code	Description	Packaging
LLG04660192	Bilance di precisione EWJ 600-2SM, 600 g, leggibilità 0,01 g, ripetibilità 0,01 g, linearità $\pm$ 0,03 g, piatto (LxP) Ø 120 mm, dim. (LxPxH) 220 x 340 x 180 mm,	1 pz
LLG06283420	Bilance di precisione EWJ 3000-2, 3000 g, leggibilità 0,01 g, ripetibilità 0,03 g, linearità $\pm$ 0,05 g, piatto (LxP) Ø 135 mm, dim. (LxPxH) 220 x 340 x 105 mm	1 pz
LLG09900938	Bilance di precisione EWJ 300-3, 300 g, leggibilità 0,001 g, ripetibilità 0,003 g, linearità $\pm$ 0,005 g, piatto (LxP) Ø 80 mm, dim. (LxPxH) 220 x 340 x 180 mm	1 pz
LLG09900939	Bilance di precisione EWJ 600-2M, 600 g, leggibilità 0,01 g, ripetibilità 0,01 g, linearità $\pm$ 0,03 g, piatto (LxP) Ø 120 mm, dim. (LxPxH) 220 x 340 x 180 mm	1 pz
LLG09900940	Bilance di precisione EWJ 6000-1M, 6000 g, leggibilità 0,1 g, ripetibilità 0,1 g, linearità $\pm$ 0,3 g, piatto (LxP) 155 x 145 mm, dim. (LxPxH) 220 x 340 x 105 mm	1 pz