

**Bottiglie quadrate bocca stretta, vetro soda-lime, con Tappo a vite****Duran**

Bottiglie quadrate bocca stretta, vetro soda-lime, con tappo a vite. Vetro soda-lime, con collo alto filettato. Senza tappo (da ordinare separatamente). Classe Idrolitica 3. Senza anello salvagoccia e tappo antipolvere.



| Code        | Description                                                                                                                          | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09072051 | Bottiglie quadrate a bocca stretta, vetro soda-lime, 100 ml, dimensioni (LxPxH) 49 x 49 x 119 mm, GL 32, SENZA TAPPO, colore chiaro  | 1 pz      |
| LLG09072052 | Bottiglie quadrate a bocca stretta, vetro soda-lime, 250 ml, dimensioni (LxPxH) 64 x 64 x 155 mm, GL 32, SENZA TAPPO, colore chiaro  | 1 pz      |
| LLG09072060 | Bottiglie quadrate a bocca stretta, vetro soda-lime, 1000 ml, dimensioni (LxPxH) 97 x 97 x 223 mm, GL 45, SENZA TAPPO, colore chiaro | 1 pz      |
| LLG09072061 | Bottiglie quadrate a bocca stretta, vetro soda-lime, ambrate, 100 ml, dimensioni (LxPxH) 49 x 49 x 119 mm, GL 32, SENZA TAPPO        | 1 pz      |
| LLG09072062 | Bottiglie quadrate a bocca stretta, vetro soda-lime, ambrate, 250 ml, dimensioni (LxPxH) 64 x 64 x 155 mm, GL 32, SENZA TAPPO        | 1 pz      |
| LLG09072065 | Bottiglie quadrate a bocca stretta, vetro soda-lime, ambrate, 500 ml, dimensioni (LxPxH) 77 x 77 x 186 mm, GL 32, SENZA TAPPO        | 1 pz      |
| LLG09072070 | Bottiglie quadrate a bocca stretta, vetro soda-lime, ambrate, 1000 ml, dimensioni (LxPxH) 97 x 97 x 223 mm, GL 45, SENZA TAPPO       | 1 pz      |