



## Bottiglie bocca stretta, vetro soda-lime

Bottiglie bocca stretta, vetro soda-lime. In vetro ambrato o chiaro, conforme DIN 5090. Collo rotondo filettato conforme DIN 168. Senza tappo (da ordinare separatamente).



| Code        | Description                                                                                                            | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06287781 | Bottiglie bocca stretta, vetro bianco, 30 ml, Ø 34 mm, H 74 mm, 18 GL                                                  | 168 pz    |
| LLG06287783 | Bottiglie collo stretto, vetro bianco, 100 mL, GL22, Ø 45 mm, h 117 mm                                                 | 72 pz     |
| LLG06287784 | Bottiglie bocca stretta, vetro bianco, 250ml, Ø 61,5mm, h 148,5mm, 22GL                                                | 42 pz     |
| LLG06287785 | Bottiglie bocca stretta, vetro bianco, 500 ml, Ø 76 mm, H 176,5 mm, 25 GL                                              | 35 pz     |
| LLG06287786 | Bottiglie bocca stretta, vetro bianco, 1000 ml, Ø 96,5 mm, h 218,3 mm, 28 GL                                           | 20 pz     |
| LLG06287787 | Bottiglie bocca stretta, vetro giallo, 30 ml, Ø 34 mm, H 74 mm, 18 GL                                                  | 112 pz    |
| LLG06287788 | Bottiglie bocca stretta, vetro giallo, 50 ml, Ø 36,5 mm, H 97 mm, 18 GL                                                | 84 pz     |
| LLG06287789 | Bottiglie bocca stretta, vetro giallo, 100 ml, Ø 45 mm, H 117 mm, 22 GL                                                | 56 pz     |
| LLG06287790 | Bottiglie bocca stretta, vetro giallo, 250 ml, Ø 61,5 mm, H 148,5 mm, 22 GL                                            | 42 pz     |
| LLG06287791 | Bottiglie bocca stretta, vetro giallo, 1000 ml, Ø 96,5 mm, h 225 mm, 28 GL                                             | 20 pz     |
| LLG06287792 | Bottiglie bocca stretta, vetro giallo, 500 ml, Ø 76 mm, H 176,5 mm, 25 GL                                              | 35 pz     |
| LLG06319698 | Bottiglie bocca stretta, vetro soda-lime, Colore chiaro, Capacità 50 ml, Ø 36.5 mm, Altezza 97.0 mm, Filettatura 18 GL | 99 pz     |





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

