



Contenitori di sicurezza, HDPE

SCAT

Contenitori di sicurezza, HDPE, elettricamente conduttivi, con controllo di livello.
Adatto al sistema di sicurezza S.C.A.T..
Con galleggiante per il controllo del livello, senza approvazione UN.

Nota bene: i contenitori possono essere messi a terra con un cavo di messa a terra adatto (LLG04005653, da ordinare separatamente).



Code	Description	Packaging
LLG04005593	Tanica di sicurezza, HDPE, elettroconduttiva, con approvazione UN60 I, dim. (LxPxH) 332 x 396 x 630 mm, S 70/71, senza controllo livello, colore nero	1 pz
LLG04005602	Tanica di sicurezza, HDPE, elettroconduttiva, con approvazione UN10 I, dim. (LxPxH) 200 x 300 x 259 mm, S 60/61, senza controllo livello, colore nero	1 pz
LLG04005671	Tanica di sicurezza, HDPE, elettroconduttiva, con approvazione UN20 I, dim. (LxPxH) 300 x 204 x 495 mm, S 60/61, senza controllo livello, colore nero	1 pz
LLG04005682	Tanica di sicurezza, HDPE, elettroconduttiva, con controllo di livello, 10 L, dim. (LxPxH) 195 x 290 x 265 mm, S 60/61, senza approvazione UN, colore nero	1 pz
LLG04005683	Tanica di sicurezza, HDPE, elettroconduttiva, con controllo di livello, 20 L, dim. (LxPxH) 185 x 290 x 500 mm, S 60/61, senza approvazione UN, colore nero	1 pz
LLG04664150	Tanica di sicurezza, HDPE, elettroconduttiva, con approvazione UN30 I, dim. (LxPxH) 364 x 240 x 455 mm, S 60/61, senza controllo livello, colore nero	1 pz