



## Contenitori di sicurezza, HDPE

## SCAT

Contenitori di sicurezza, HDPE, elettricamente conduttivi, con controllo di livello.  
Adatto al sistema di sicurezza S.C.A.T..  
Con galleggiante per il controllo del livello, senza approvazione UN.

**Nota bene:** i contenitori possono essere messi a terra con un cavo di messa a terra adatto (LLG04005653, da ordinare separatamente).



| Code        | Description                                                                                                                                                | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04005593 | Tanica di sicurezza, HDPE, elettroconduttiva, con approvazione UN60 l, dim. (LxPxH) 332 x 396 x 630 mm, S 70/71, senza controllo livello, colore nero      | 1 pz      |
| LLG04005602 | Tanica di sicurezza, HDPE, elettroconduttiva, con approvazione UN10 l, dim. (LxPxH) 200 x 300 x 259 mm, S 60/61, senza controllo livello, colore nero      | 1 pz      |
| LLG04005671 | Tanica di sicurezza, HDPE, elettroconduttiva, con approvazione UN20 l, dim. (LxPxH) 300 x 204 x 495 mm, S 60/61, senza controllo livello, colore nero      | 1 pz      |
| LLG04005682 | Tanica di sicurezza, HDPE, elettroconduttiva, con controllo di livello, 10 L, dim. (LxPxH) 195 x 290 x 265 mm, S 60/61, senza approvazione UN, colore nero | 1 pz      |
| LLG04005683 | Tanica di sicurezza, HDPE, elettroconduttiva, con controllo di livello, 20 L, dim. (LxPxH) 185 x 290 x 500 mm, S 60/61, senza approvazione UN, colore nero | 1 pz      |
| LLG04664150 | Tanica di sicurezza, HDPE, elettroconduttiva, con approvazione UN30 l, dim. (LxPxH) 364 x 240 x 455 mm, S 60/61, senza controllo livello, colore nero      | 1 pz      |