



Bottiglie a bocca larga, senza tappo, vetro soda-lime

Bottiglie a bocca larga senza chiusura, vetro soda-lime.

Vetro trasparente.

Collo a filettatura tonda secondo DIN 168.

Senza tappo (da ordinare separatamente).



Code	Description	Packaging
LLG06314706	Bottiglie a bocca larga, vetro soda-lime, vetro chiaro, 30 ml, Ø 36 mm, Altezza 68 mm, Standard DIN 168, Filettatura GL 32, SENZA TAPPO	126 pz
LLG07960501	Bottiglie a bocca larga, vetro soda-lime, vetro chiaro, 50 ml, Ø 44 mm, Altezza 75 mm, Standard DIN 168, Filettatura GL 32, SENZA TAPPO	85 pz
LLG07960502	Bottiglie a bocca larga, vetro soda-lime, vetro chiaro, 100 ml, Ø 50 mm, Altezza 93 mm, Standard DIN 168, Filettatura GL 40, SENZA TAPPO	63 pz
LLG07960503	Bottiglie a bocca larga, vetro soda-lime, vetro chiaro, 125 ml, Ø 54 mm, Altezza 98 mm, Standard DIN 168, Filettatura GL 40, SENZA TAPPO	80 pz
LLG07960504	Bottiglie a bocca larga, vetro soda-lime, vetro chiaro, 250 ml, Ø 70 mm, Altezza 113 mm, Standard DIN 168, Filettatura GL 55, SENZA TAPPO	48 pz
LLG07960505	Bottiglie a bocca larga, vetro soda-lime, vetro chiaro, 500 ml, Ø 84 mm, Altezza 154 mm, Standard DIN 168, Filettatura GL 55, SENZA TAPPO	20 pz
LLG07960506	Bottiglie a bocca larga, vetro soda-lime, vetro chiaro, 1000 ml, Ø 103,5 mm, Altezza 180,5 mm, Standard DIN 168, Filettatura GL 68, SENZA TAPPO	18 pz
LLG09072210	Bottiglie a bocca larga, vetro soda-lime, vetro chiaro, 150 ml, Ø 57 mm, Altezza 104 mm, Standard DIN 168, Filettatura GL 45, SENZA TAPPO	42 pz

