



## Bottiglie a bocca larga, senza tappo, vetro soda-lime

Bottiglie a bocca larga senza chiusura, vetro soda-lime.

Vetro trasparente.

Collo a filettatura tonda secondo DIN 168.

**Senza tappo (da ordinare separatamente).**



| Code        | Description                                                                                                                                     | Packaging |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06314706 | Bottiglie a bocca larga, vetro soda-lime, vetro chiaro, 30 ml, Ø 36 mm, Altezza 68 mm, Standard DIN 168, Filettatura GL 32, SENZA TAPPO         | 126 pz    |
| LLG07960501 | Bottiglie a bocca larga, vetro soda-lime, vetro chiaro, 50 ml, Ø 44 mm, Altezza 75 mm, Standard DIN 168, Filettatura GL 32, SENZA TAPPO         | 85 pz     |
| LLG07960502 | Bottiglie a bocca larga, vetro soda-lime, vetro chiaro, 100 ml, Ø 50 mm, Altezza 93 mm, Standard DIN 168, Filettatura GL 40, SENZA TAPPO        | 63 pz     |
| LLG07960503 | Bottiglie a bocca larga, vetro soda-lime, vetro chiaro, 125 ml, Ø 54 mm, Altezza 98 mm, Standard DIN 168, Filettatura GL 40, SENZA TAPPO        | 80 pz     |
| LLG07960504 | Bottiglie a bocca larga, vetro soda-lime, vetro chiaro, 250 ml, Ø 70 mm, Altezza 113 mm, Standard DIN 168, Filettatura GL 55, SENZA TAPPO       | 48 pz     |
| LLG07960505 | Bottiglie a bocca larga, vetro soda-lime, vetro chiaro, 500 ml, Ø 84 mm, Altezza 154 mm, Standard DIN 168, Filettatura GL 55, SENZA TAPPO       | 20 pz     |
| LLG07960506 | Bottiglie a bocca larga, vetro soda-lime, vetro chiaro, 1000 ml, Ø 103,5 mm, Altezza 180,5 mm, Standard DIN 168, Filettatura GL 68, SENZA TAPPO | 18 pz     |
| LLG09072210 | Bottiglie a bocca larga, vetro soda-lime, vetro chiaro, 150 ml, Ø 57 mm, Altezza 104 mm, Standard DIN 168, Filettatura GL 45, SENZA TAPPO       | 42 pz     |