

**Tettarelle per Contagocce****Deutsch & Neumann**

Tettarelle per contagocce. Materiali a scelta, come indicato. Gomma naturale/Lattice (NR) Silicone (VMQ) Stirene-butadiene-gomma (SBR)



Code	Description	Packaging
LLG04661121	Tettarelle per contagocce, 5 ml, in gomma naturale, colore rosso, Ø foro 6 mm	5 pz
LLG04661160	Tettarelle per contagocce, 2 ml, in gomma naturale, colore rosso, Ø foro 5 mm	100 pz
LLG06273418	Tettarelle per contagocce, 10 ml, gomma naturale, colore rosso, Ø foro 6 mm	3 pz
LLG06317224	Tettarelle per contagocce, 1,8 ml, in lattice, colore giallo/trasparente, Ø foro 5 mm	100 pz
LLG09072682	Tettarelle per contagocce, 2 ml, in silicone, colore bianco/trasparente, Ø foro 5 mm	10 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

