

**Bottiglia bocca stretta , Serie 301, PE-LD****Kautex**

Bottiglia bocca stretta, Serie 301, PE-LD. Naturale, forma rotonda senza tappo. Alta, forma stretta, a chiusura ermetica. Facile da maneggiare. Fornibile con tappo contagocce o a spray. Senza tappo (da ordinare separatamente).



| Code        | Description                                                                 | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09072741 | Bottiglia PE-LD, 10 ml, Ø 26,0 mm, h 46,5 mm, Ø filettatura esterna 14 mm   | 1 pz      |
| LLG09072742 | Bottiglia PE-LD, 20 ml, Ø 31,5 mm, h 56,5 mm, Ø filettatura esterna 14 mm   | 1 pz      |
| LLG09072743 | Bottiglia PE-LD, 30 ml, Ø 33,5 mm, h 68,5 mm, Ø filettatura esterna 14 mm   | 1 pz      |
| LLG09072745 | Bottiglia PE-LD, 50 ml, Ø 37,5 mm, h 86,0 mm, Ø filettatura esterna 18 mm   | 1 pz      |
| LLG09072748 | Bottiglia PE-LD, 100 ml, Ø 47,5 mm, h 105,0 mm, Ø filettatura esterna 18 mm | 1 pz      |
| LLG09072750 | Bottiglia PE-LD, 250 ml, Ø 61,3 mm, h 140,0 mm, Ø filettatura esterna 25 mm | 1 pz      |
| LLG09072751 | Bottiglia PE-LD, 200 ml, Ø 57,5 mm, h 133,0 mm, Ø filettatura esterna 18 mm | 1 pz      |
| LLG09072752 | Bottiglia PE-LD, 500 ml, Ø 75,0 mm, h 177,0 mm, Ø filettatura esterna 25 mm | 1 pz      |
| LLG09072755 | Bottiglia PE-LD, 1 L, Ø 97,5 mm, h 223,5 mm, Ø filettatura esterna 28 mm    | 1 pz      |
| LLG09072757 | Bottiglia PE-LD, 2 L, Ø 120,0 mm, h 264,0 mm, Ø filettatura esterna 28* mm  | 1 pz      |
| LLG09072759 | Bottiglia PE-LD, 3 L, Ø 138,0 mm, h 300,0 mm, Ø filettatura esterna 32* mm  | 1 pz      |
| LLG09072762 | Bottiglia PE-LD, 5 L, Ø 162,0 mm, h 355,0 mm, Ø filettatura esterna 40* mm  | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

