

**Bottiglia bocca stretta , Serie 301, PE-LD****Kautex**

Bottiglia bocca stretta, Serie 301, PE-LD. Naturale, forma rotonda senza tappo. Alta, forma stretta, a chiusura ermetica. Facile da maneggiare. Fornibile con tappo contagocce o a spray. Senza tappo (da ordinare separatamente).



Code	Description	Packaging
LLG09072741	Bottiglia PE-LD, 10 ml, Ø 26,0 mm, h 46,5 mm, Ø filettatura esterna 14 mm	1 pz
LLG09072742	Bottiglia PE-LD, 20 ml, Ø 31,5 mm, h 56,5 mm, Ø filettatura esterna 14 mm	1 pz
LLG09072743	Bottiglia PE-LD, 30 ml, Ø 33,5 mm, h 68,5 mm, Ø filettatura esterna 14 mm	1 pz
LLG09072745	Bottiglia PE-LD, 50 ml, Ø 37,5 mm, h 86,0 mm, Ø filettatura esterna 18 mm	1 pz
LLG09072748	Bottiglia PE-LD, 100 ml, Ø 47,5 mm, h 105,0 mm, Ø filettatura esterna 18 mm	1 pz
LLG09072750	Bottiglia PE-LD, 250 ml, Ø 61,3 mm, h 140,0 mm, Ø filettatura esterna 25 mm	1 pz
LLG09072751	Bottiglia PE-LD, 200 ml, Ø 57,5 mm, h 133,0 mm, Ø filettatura esterna 18 mm	1 pz
LLG09072752	Bottiglia PE-LD, 500 ml, Ø 75,0 mm, h 177,0 mm, Ø filettatura esterna 25 mm	1 pz
LLG09072755	Bottiglia PE-LD, 1 L, Ø 97,5 mm, h 223,5 mm, Ø filettatura esterna 28 mm	1 pz
LLG09072757	Bottiglia PE-LD, 2 L, Ø 120,0 mm, h 264,0 mm, Ø filettatura esterna 28* mm	1 pz
LLG09072759	Bottiglia PE-LD, 3 L, Ø 138,0 mm, h 300,0 mm, Ø filettatura esterna 32* mm	1 pz
LLG09072762	Bottiglia PE-LD, 5 L, Ø 162,0 mm, h 355,0 mm, Ø filettatura esterna 40* mm	1 pz