



Tappi a vite per bottiglie a collo stretto serie 301/302/310, LDPE

Kautex

Tappi a vite per bottiglie a collo stretto serie 301/302/310, LDPE.
Colore naturale.



Code	Description	Packaging
LLG06291535	Tappi a vite per bottiglie a collo stretto serie 301/302/310, LDPE, colore naturale, dimensione del tappo 25 mm, per volume 250, 500, 1000 ml	1 pz
LLG09072771	Tappi a vite per bottiglie a collo stretto serie 301/302/310, LDPE colore naturale, dimensione del tappo 14 mm, per volume 10, 20, 30 ml	1 pz
LLG09072773	Tappi a vite per bottiglie a collo stretto serie 301/302/310, LDPE colore naturale, dimensione del tappo 18 mm, per volume 50, 100, 200 ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

