

**Apparecchiatura per la determinazione dei cianuri****Behr**

Apparecchiatura per la determinazione dei cianuri. Sistema compatto, completo, per la determinazione dei cianuri. Con agitatore elettromagnetico integrato, vaso di assorbimento sospeso e imbuto di dosaggio per l'aggiunta dei reagenti.

L'apparecchiatura risponde alla nuova norma DIN/DEV 38405 - D 13. Completo di base di supporto, mantello riscaldante, agitatore magnetico, misuratore di portata, pinza, tubi e vetreria.



Code	Description	Packaging
LLG09700411	Agitatore magnetico per la determinazione dei cianuri liberi, tipo KLFC-MR	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

