

**Termometro a penetrazione HACCP****EBRO**

Termometro digitale portatile TTX200.

Per misurare la temperatura interna con sonda fissa con cavo e maniglia.

- Display ampio con figure di grandi dimensioni;
- Maneggevole, facile da leggere;
- Batteria sostituibile;
- Certificato di calibrazione di fabbrica.

Caratteristiche

- Range temperatura: -30 ... +199.9 °C;
- Risoluzione: 0.1 °C;
- Accuratezza: ± 0.5 °C (-30 ... +100 °C), altrimenti ± 1 %;
- Sensore temperatura: tipo T;
- Lunghezza / diametro sensore: 120 mm / 3 mm;
- Lunghezza cavo: 600 mm;
- Alloggiamento: ABS;
- Temperatura di lavoro: -20 .. +60 °C;
- Temperatura di stoccaggio: -30 .. +70 °C;
- Dimensioni (L x P x H): 127 x 60 x 16 mm (senza sensore);
- Peso: circa 220 g;
- Alimentazione: pila CR 2032;
- Durata batteria: circa 100 ore (uso continuo);
- Classe di protezione: IP 55.



Code	Description	Packaging
LLG06291272	Termometro digitale portatile TTX200, -30 ... 199,9°C, Risoluzione 0,1°C, Precisione $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ (-30 ... 100 °C), altrimenti $\pm 1\%$, sonda ($\varnothing \times L$) 3 x 120 mm, dim. (LxPxH) 60 x 16 x 127 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

