

**Set monitoraggio olio alimentare****EBRO**

Set per monitoraggio olio alimentare. Permette di cambiare l'olio fritto al tempo adatto. Misura l'olio caldo direttamente nel contenitore di frittura. Range di temperatura fino a 200 °C. Misure facili e sicure, direttamente sul campo.



Code	Description	Packaging
LLG06291242	Strumento per la misurazione della qualità dell'olio FOM 330	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

