



Bottiglie bocca larga, serie 303, PE-LD (senza tappo, da ordinare separatamente)

Kautex

Bottiglie bocca larga, serie 303, PE-LD. Colore naturale, traslucide. Pareti spesse. Ideali per raccolta, conservazione e trasporto di campioni liquidi, paste e prodotti granulati. Senza tappo (da ordinare separatamente).



Code	Description	Packaging
LLG09072981	Bottiglia in PE-LD, 50 ml, Ø 39,0 mm, h 76,0 mm, Ø filettatura est. 32 mm	1 pz
LLG09072982	Bottiglia in PE-LD, 100 ml, Ø 48,0 mm, h 93,5 mm, Ø filettatura est. 32 mm	1 pz
LLG09072983	Bottiglia in PE-LD, 200 ml, Ø 59,0 mm, h 114 mm, Ø filettatura est. 40 mm	1 pz
LLG09072984	Bottiglia in PE-LD, 250 ml, Ø 64,0 mm, h 120 mm, Ø filettatura est. 40 mm	1 pz
LLG09072985	Bottiglia in PE-LD, 300 ml, Ø 67,5 mm, h 128 mm, Ø filettatura est. 40 mm	1 pz
LLG09072986	Bottiglia in PE-LD, 500 ml, Ø 77,0 mm, h 154 mm, Ø filettatura est. 50 mm	1 pz
LLG09072987	Bottiglia in PE-LD, 750 ml, Ø 88,0 mm, h 173 mm, Ø filettatura est. 50 mm	1 pz
LLG09072988	Bottiglia in PE-LD, 1000 ml, Ø 95,0 mm, h 205 mm, Ø filettatura est. 65 mm	1 pz
LLG09072989	Bottiglia in PE-LD, 1500 ml, Ø 108,0 mm, h 226 mm, Ø filettatura est. 65 mm	1 pz
LLG09072990	Bottiglia in PE-LD, 2000 ml, Ø 120,0 mm, h 247 mm, Ø filettatura est. 65 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

