

**Barattoli, quadrati bocca larga, serie 310, PVC****Kautex**

Barattoli, quadrati bocca larga, serie 310, PVC. Rigidi, in PVC ambrato o chiaro. Contenitori universali ideali per lo stoccaggio, la spedizione e il trasporto. La versione chiara è adatta per rapida presentazione dei prodotti; la versione ambrata, per prodotti fotosensibili. Ideali per lo stoccaggio, la spedizione e il trasporto. Il tappo a vite è da ordinare separatamente.



Code	Description	Packaging
LLG09073050	Bottiglia in PVC, 50 ml, 38x38x57 h mm, Ø filettatura est. 32 mm	1 pz
LLG09073051	Bottiglia in PVC, 100 ml, 46x46x71 h mm, Ø filettatura est. 40 mm	1 pz
LLG09073052	Bottiglia in PVC, 200 ml, 59,5x59,5x87 h mm, Ø filettatura est. 50 mm	1 pz
LLG09073053	Bottiglia in PVC, 300 ml, 67,5x67,5x94 h mm, Ø filettatura est. 50 mm	1 pz
LLG09073054	Bottiglia in PVC, 500 ml, 80,5x80,5x108 h mm, Ø filettatura est. 65 mm	1 pz
LLG09073055	Bottiglia in PVC, 750 ml, 91,5x91,5x120 h mm, Ø filettatura est. 80 mm	1 pz
LLG09073056	Bottiglia in PVC, 1 L, 97,5x97,5x143 h mm, Ø filettatura est. 80 mm	1 pz
LLG09073057	Bottiglia in PVC, 2 L, 122x122x187 mm, Ø filettatura est. 80 mm	1 pz
LLG09073060	Bottiglia in PVC, 50 ml, 38x38x54 h mm, Ø filettatura est. 32 mm, ambrata	1 pz
LLG09073061	Bottiglia in PVC, 100 ml, 46x46x71 h mm, Ø filettatura est. 40 mm, ambrata	1 pz
LLG09073062	Bottiglia in PVC, 200 ml, 59,5x59,5x87 h mm, Ø filett. est. 50 mm, ambrata	1 pz
LLG09073063	Bottiglia in PVC, 300 ml, 67,5x67,5x94 h mm, Ø filett. est. 50 mm, ambrata	1 pz
LLG09073064	Bottiglia in PVC, 500 ml, 80,5x80,5x108 h mm, Ø filett. est. 65 mm, ambrata	1 pz
LLG09073065	Bottiglia in PVC, 750 ml, 91,5x91,5x120 h mm, Ø filett. est. 80 mm, ambrata	1 pz
LLG09073066	Bottiglia in PVC, 1 L, 97,5x97,5x143 h mm, Ø filett. est. 80 mm, ambrata	1 pz
LLG09073067	Bottiglia in PVC, 2 L, 122x122x187 h mm, Ø filett. est. 80 mm, ambrata	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

