

**Barattoli, quadrati bocca larga, serie 310, PVC****Kautex**

Barattoli, quadrati bocca larga, serie 310, PVC. Rigidi, in PVC ambrato o chiaro. Contenitori universali ideali per lo stoccaggio, la spedizione e il trasporto. La versione chiara è adatta per rapida presentazione dei prodotti; la versione ambrata, per prodotti fotosensibili. Ideali per lo stoccaggio, la spedizione e il trasporto. Il tappo a vite è da ordinare separatamente.



| Code        | Description                                                                 | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09073050 | Bottiglia in PVC, 50 ml, 38x38x57 h mm, Ø filettatura est. 32 mm            | 1 pz      |
| LLG09073051 | Bottiglia in PVC, 100 ml, 46x46x71 h mm, Ø filettatura est. 40 mm           | 1 pz      |
| LLG09073052 | Bottiglia in PVC, 200 ml, 59,5x59,5x87 h mm, Ø filettatura est. 50 mm       | 1 pz      |
| LLG09073053 | Bottiglia in PVC, 300 ml, 67,5x67,5x94 h mm, Ø filettatura est. 50 mm       | 1 pz      |
| LLG09073054 | Bottiglia in PVC, 500 ml, 80,5x80,5x108 h mm, Ø filettatura est. 65 mm      | 1 pz      |
| LLG09073055 | Bottiglia in PVC, 750 ml, 91,5x91,5x120 h mm, Ø filettatura est. 80 mm      | 1 pz      |
| LLG09073056 | Bottiglia in PVC, 1 L, 97,5x97,5x143 h mm, Ø filettatura est. 80 mm         | 1 pz      |
| LLG09073057 | Bottiglia in PVC, 2 L, 122x122x187 mm, Ø filettatura est. 80 mm             | 1 pz      |
| LLG09073060 | Bottiglia in PVC, 50 ml, 38x38x54 h mm, Ø filettatura est. 32 mm, ambrata   | 1 pz      |
| LLG09073061 | Bottiglia in PVC, 100 ml, 46x46x71 h mm, Ø filettatura est. 40 mm, ambrata  | 1 pz      |
| LLG09073062 | Bottiglia in PVC, 200 ml, 59,5x59,5x87 h mm, Ø filett. est. 50 mm, ambrata  | 1 pz      |
| LLG09073063 | Bottiglia in PVC, 300 ml, 67,5x67,5x94 h mm, Ø filett. est. 50 mm, ambrata  | 1 pz      |
| LLG09073064 | Bottiglia in PVC, 500 ml, 80,5x80,5x108 h mm, Ø filett. est. 65 mm, ambrata | 1 pz      |
| LLG09073065 | Bottiglia in PVC, 750 ml, 91,5x91,5x120 h mm, Ø filett. est. 80 mm, ambrata | 1 pz      |
| LLG09073066 | Bottiglia in PVC, 1 L, 97,5x97,5x143 h mm, Ø filett. est. 80 mm, ambrata    | 1 pz      |
| LLG09073067 | Bottiglia in PVC, 2 L, 122x122x187 h mm, Ø filett. est. 80 mm, ambrata      | 1 pz      |





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

