

**Salviette detergenti Whatman tipo 105****Cytiva**

Salviette detergenti Whatman tipo 105. Per la pulizia di lenti e vetri ottici dall'umidità e dal grasso. Chimicamente pure e libere da silicone ed altri additivi.



Code	Description	Packaging
LLG09056887	Salviette detergenti per lenti, Whatman 105, largh. 100 mm, lungh. 150 mm	625 pz
LLG09056888	Salviette detergenti per lenti, Whatman 105, largh. 200 mm, lungh. 300 mm	100 pz
LLG09056889	Salviette detergenti Whatman tipo 105, largh. 460 mm, lungh. 570 mm	500 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

