



## Flocculatore

Stuart

Flocculatore. Per test di flocculazione in acque potabili e di scarico.

- Disponibili modelli a 2 o 6 posizioni.
- Display digitale con visualizzazione del numero di giri.
- Due velocità di agitazione selezionabili.
- Velocità precise e riproducibili.
- Illuminazione diffusa con sfondo nero.
- Accetta bicchieri fino a 1000 mL.

Numero di giri regolabile da 25 a 250 giri/min. Dimensioni (H x L x P): 460 x 320 x 220 mm (modello a due posti) 460 x 750 x 220 (modello a sei posti).

Alimentazione: 230 V, 50 Hz, monofase.

Fornitura comprensiva di aste di agitazione, senza bicchieri. Con protezione antimicrobica a base di argento BioCote.



Code	Description	Packaging
LLG09951491	Flocculatore tipo SW5, a 2 posizioni	1 pz
LLG09951492	Flocculatore tipo SW6, a 6 posizioni	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

