



**Blocchi in alluminio per BH-200**

**Stuart**

Blocchi in alluminio per BH-200.



| Code        | Description                                                                                                          | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09951617 | Blocco in alluminio per 20 provette Ø 10,5 mm                                                                        | 1 pz      |
| LLG09951618 | Blocco in alluminio per 20 provette Ø 12,5 mm                                                                        | 1 pz      |
| LLG09951619 | Blocco in alluminio per 12 provette Ø 16,5 mm                                                                        | 1 pz      |
| LLG09951620 | Blocco in alluminio per 8 provette Ø 19,5 mm                                                                         | 1 pz      |
| LLG09951622 | Blocchi in alluminio per microprovette, per BH-200, per provette 0,2 ml, fori 48, dimensioni (LxPxH) 75 x 95 x 50 mm | 1 pz      |
| LLG09951623 | Blocchi in alluminio per microprovette, per BH-200, per provette 1,5 ml, fori 20, dimensioni (LxPxH) 75 x 95 x 50 mm | 1 pz      |
| LLG09951624 | Blocchi in alluminio per microprovette, per BH-200, per provette 2,0 ml, fori 20, dimensioni (LxPxH) 75 x 95 x 50 mm | 1 pz      |
| LLG09951625 | Blocco in alluminio per 15 cuvette Ø 10 mm                                                                           | 1 pz      |

