



Blocchi in alluminio per BH-200

Stuart

Blocchi in alluminio per BH-200.



Code	Description	Packaging
LLG09951617	Blocco in alluminio per 20 provette Ø 10,5 mm	1 pz
LLG09951618	Blocco in alluminio per 20 provette Ø 12,5 mm	1 pz
LLG09951619	Blocco in alluminio per 12 provette Ø 16,5 mm	1 pz
LLG09951620	Blocco in alluminio per 8 provette Ø 19,5 mm	1 pz
LLG09951622	Blocchi in alluminio per microprovette, per BH-200, per provette 0,2 ml, fori 48, dimensioni (LxPxH) 75 x 95 x 50 mm	1 pz
LLG09951623	Blocchi in alluminio per microprovette, per BH-200, per provette 1,5 ml, fori 20, dimensioni (LxPxH) 75 x 95 x 50 mm	1 pz
LLG09951624	Blocchi in alluminio per microprovette, per BH-200, per provette 2,0 ml, fori 20, dimensioni (LxPxH) 75 x 95 x 50 mm	1 pz
LLG09951625	Blocco in alluminio per 15 cuvette Ø 10 mm	1 pz

