

**Blocchi termostatici, serie QBA, QBD e QBH****Grant**

Blocchi termostatici, serie QBA, QBD e QBH. Termoblocchi per il riscaldamento a secco di provette, micropiastre e microprovette Eppendorf in blocchi di alluminio intercambiabili. Sono disponibili i seguenti modelli: QBA- impostazione della temperatura analogica- due modelli con 1 o 2 blocchi removibili / intercambiabili- costruzione robusta in alluminio affusolato a pareti fredde e plastica chimicamente resistente QBD/QBH2- a scelta tra tre sistemi digitali con 1, 2 o 4 blocchi intercambiabili (modelli QBD) ed un sistema digitale ad alta temperatura (QBH2) con 2 blocchi- riscaldamento rapido, disponibili varie versioni di blocchi, anche con controllo temperatura nel blocco mediante sensore di temperatura supplementare esterno. Si prega di ordinare separatamente il Cod. 6.228 714- con timer incorporato, per accensione/spegnimento programmabile e un'interfaccia RS232 per il controllo dei dati- richiedono, ma non includono i blocchi intercambiabili serie QB



Code	Description	Packaging
LLG09852307	Blocco termostatico, QBD1, n° blocchi 1, 150 W, dim. 200x230x100 h mm	1 pz
LLG09852308	Blocco termostatico, QBD2, n° blocchi 2, 300 W, dim. 200x280x100 h mm	1 pz
LLG09852309	Blocco termostatico, QBD4, n° blocchi 4, 600 W, dim. 200x380x100 h mm	1 pz
LLG09852310	Blocco termostatico, QBH2, n° blocchi 2, 300 W, dim. 200x280x100 h mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

