


**Blocchi termostatici digitali, QB, per serie QBA, QBD, QBH****Grant**

Blocchi termostatici digitali, QB, per serie QBA, QBD, QBH. Blocchi, QB, per serie QBA, QBD, QBH. Intercambiabili, in alluminio lavo rato. Dimensioni 140 x 50 x 63 mm (Lungh. x Largh. x Alt.). Fori come indicato.



Code	Description	Packaging
LLG06075814	Blocco in alluminio, QB-50, per provette 50 ml, pozzetti 4	1 pz
LLG09951661	Blocco in alluminio, QB-10, per provette Ø 10 mm, pozzetti 24	1 pz
LLG09951662	Blocco in alluminio, QB-12, per provette Ø 12 mm, pozzetti 24	1 pz
LLG09951663	Blocco in alluminio, QB-16, per provette Ø 16 mm, pozzetti 12	1 pz
LLG09951664	Blocco in alluminio, QB-18, per provette Ø 18 mm, pozzetti 12	1 pz
LLG09951665	Blocco in alluminio, QB-24, per provette Ø 24 mm, pozzetti 5	1 pz
LLG09951666	Blocco in alluminio, QB-H, per provette Ø 0,2 ml, pozzetti 56	1 pz
LLG09951667	Blocco in alluminio, QB-E0, per provette Ø 0,5 ml, pozzetti 24	1 pz
LLG09951668	Blocco in alluminio, QB-E1, per provette Ø 1,5 ml, pozzetti 24	1 pz
LLG09951669	Blocco in alluminio, QB-E2, per provette Ø 2,0 ml, pozzetti 24	1 pz
LLG09951670	Blocco in alluminio, QB-0, senza i fori	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

