

**Porta-Flaconi in filo di acciaio rivestito in PE**

Württ. Drahtwarenfabrik

Portaflaconi in filo di acciaio rivestito in PE. In filo di acciaio rivestito in PE. Per il trasporto di flaconi per laboratorio di diverse misure. Con base ed impugnatura.



Code	Description	Packaging
LLG09102204	Portaflaconi per 4 bottiglie da 2000 ml, Ø int. 130 mm, Altezza 110 mm	1 pz
LLG09102206	Portaflaconi per 6 bottiglie da 2000 ml, Ø int. 130 mm, Altezza 110 mm	1 pz
LLG09102208	Portaflacon per 8 bottiglie da 2000 ml, Ø int. 130 mm, Altezza 110 mm	1 pz
LLG09102210	Portaflaconi per 10 bottiglie da 2000 ml, Ø int. 130 mm, Altezza 110 mm	1 pz
LLG09102214	Portaflaconi per 4 bottiglie da 1000 ml, Ø int. 100 mm, Altezza 100 mm	1 pz
LLG09102216	Portaflaconi per 6 bottiglie da 1000 ml, Ø int. 100 mm, Altezza 100 mm	1 pz
LLG09102218	Portaflaconi per 8 bottiglie da 1000 ml, Ø int. 100 mm, Altezza 100 mm	1 pz
LLG09102220	Portaflaconi per 10 bottiglie da 1000 ml, Ø int. 100 mm, Altezza 100 mm	1 pz
LLG09102224	Portaflaconi per 4 bottiglie da 250 ml, Ø int. 80 mm, Altezza 80 mm	1 pz
LLG09102226	Portaflaconi per 6 bottiglie da 250 ml, Ø int. 80 mm, Altezza 80 mm	1 pz
LLG09102228	Portaflaconi per 8 bottiglie da 250 ml, Ø int. 80 mm, Altezza 80 mm	1 pz
LLG09102230	Portaflaconi per 10 bottiglie 250 ml, Ø int. 80 mm, Altezza 80 mm	1 pz
LLG09102232	Portaflaconi per 12 bottiglie da 250 ml, Ø int. 80 mm, Altezza 80 mm	1 pz



