



Bottiglie a collo stretto con Tappo a vite Tipo 2006, PP

Bottiglie a collo stretto con tappo a vite Tipo 2006, PP. Bottiglia e tappo a vite in PP. A tenuta stagna. Elevata resistenza agli agenti chimici. Autoclavabile - prima di eseguire il trattamento in autoclave svitare il tappo.



Code	Description	Packaging
LLG09103000	Bottiglia a collo stretto, Tipo 2006, Cap. 4 ml, Ø Bocca 13 mm	1 pz
LLG09103001	Bottiglia a collo stretto Tipo 2006, Cap. 8 ml, Ø Bocca 20 mm	1 pz
LLG09103002	Bottiglia a collo stretto Tipo 2006, Cap. 15 ml, Ø Bocca 20 mm	1 pz
LLG09103005	Bottiglia a collo stretto, Tipo 2006, Cap. 125 ml, Ø Bocca 24 mm	1 pz
LLG09103007	Bottiglia a collo stretto, Tipo 2006, Cap. 500 ml, Ø Bocca 28 mm	1 pz
LLG09103260	Bottiglia a collo stretto Tipo 2006, Cap. 4 ml, Ø Bocca 13 mm	12 pz
LLG09103261	Bottiglia a collo stretto Tipo 2006, Cap. 8 ml, Ø Bocca 20 mm	12 pz
LLG09103262	Bottiglia a collo stretto Tipo 2006, Cap. 15 ml, Ø Bocca 20 mm	12 pz
LLG09103263	Bottiglia a collo stretto Tipo 2006, Cap. 30 ml, Ø Bocca 20 mm	12 pz
LLG09103264	Bottiglia a collo stretto Tipo 2006, Cap. 60 ml, Ø Bocca 20 mm	12 pz
LLG09103265	Bottiglia a collo stretto Tipo 2006, Cap. 125 ml, Ø Bocca 24 mm	12 pz
LLG09103266	Bottiglia a collo stretto Tipo 2006, Cap. 250 ml, Ø Bocca 24 mm	12 pz
LLG09103267	Bottiglia a collo stretto Tipo 2006, Cap. 500 ml, Ø Bocca 24 mm	12 pz
LLG09103268	Bottiglia a collo stretto Tipo 2006, Cap. 1000 ml, Ø Bocca 38-430* mm	6 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

