

**Soluzioni tampone pH****Reagecon Diagnostics**

Soluzioni tampone pH. Soluzioni tampone pH limpide, incolori. Testate e certificate ISO17025 a 20°C, fornite con un dettagliato Certificato di Analisi con tracciabilità N.I.S.T. I dati di dipendenza dalla temperatura sono stampati sull'etichetta così come il numero di lotto e la data di scadenza. Disponibili in flacone HDPE da 500 ml o 1 litro.



Code	Description	Packaging
LLG04011221	Soluzioni tampone pH, pH 8,00 a 20 °C, Precisione 0,01 (±), 500 ml	500 ml
LLG06203561	Soluzione tampone per pH, pH 6,00 a 20 °C, cap. 500 ml	1 pz
LLG06206693	Soluzione tampone per pH, pH 6,80 a 20 °C, cap. 500 ml	1 pz
LLG06225161	Soluzione tampone per pH, pH 9,00 a 20 °C, cap. 500 ml	1 pz
LLG06228059	Soluzione tampone per pH, pH 2,00 a 20 °C, cap. 500 ml	1 pz
LLG06234641	Soluzione tampone per pH, pH 12,00 a 20 °C, cap. 500 ml	1 pz
LLG06321025	Soluzioni tampone pH, Valore pH 12,00 a 20 °C, Precisione 0,05 (±), 1000 ml	1 l
LLG06321027	Soluzione tampone per pH, pH 6,00 a 20 °C, cap. 1000 ml	1 pz
LLG07632597	Soluzione tampone per pH, pH 3,50 a 20 °C, cap. 1000 ml	1 pz
LLG07900066	Soluzione tampone per pH, pH 6,865 a 25 °C, cap. 500 ml	1 pz
LLG09040911	Soluzione tampone per pH, pH 4,00 a 20 °C, cap. 500 ml	1 pz
LLG09040913	Soluzione tampone per pH, pH 7,00 a 20 °C, cap. 500 ml	1 pz
LLG09040915	Soluzione tampone per pH, pH 10,00 a 20 °C, cap. 500 ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*



