

**Bottiglie a bocca larga tipo 2105 con Tappo a vite, PP****Nalge**

Bottiglie a bocca larga tipo 2105 con tappo a vite, PP. Trasparenti. Parete rigida.  
Per uso generale in laboratorio. Sopportano temperature fino a +121°C.  
Autoclavabili - prima di eseguire il trattamento in autoclave svitare il tappo.



| Code        | Description                                                                                                                         | Packaging |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09103056 | Bottiglie a bocca larga Nalgene®; PPCO, con tappo a vite, PP, 1000 ml, Ø 91 mm, Ø collo interno 53 mm, Altezza 199 mm, tappo 63 mm  | 1 pz      |
| LLG09103248 | Bottiglie a bocca larga Nalgene®; PPCO, con tappo a vite, PP, 30 ml, Ø 34 mm, Ø collo interno 21 mm, Altezza 63 mm, tappo 28 mm     | 12 pz     |
| LLG09103249 | Bottiglie a bocca larga Nalgene®; PPCO, con tappo a vite, PP, 60 ml, Ø 39 mm, Ø collo interno 21 mm, Altezza 86 mm, tappo 28 mm     | 12 pz     |
| LLG09103250 | Bottiglie a bocca larga Nalgene®; PPCO, con tappo a vite, PP, 125 ml, Ø 50 mm, Ø collo interno 28,0 mm, Altezza 99 mm, tappo 38 mm  | 12 pz     |
| LLG09103251 | Bottiglie a bocca larga Nalgene®; PPCO, con tappo a vite, PP, 250 ml, Ø 61 mm, Ø collo interno 33,0 mm, Altezza 131 mm, tappo 43 mm | 12 pz     |
| LLG09103252 | Bottiglie a bocca larga Nalgene®; PPCO, con tappo a vite, PP, 500 ml, Ø 73 mm, Ø collo interno 44,0 mm, Altezza 168 mm, tappo 53 mm | 12 pz     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

