

**Bottiglie a bocca larga tipo 2105 con Tappo a vite, PP****Nalge**

Bottiglie a bocca larga tipo 2105 con tappo a vite, PP. Trasparenti. Parete rigida.
Per uso generale in laboratorio. Sopportano temperature fino a +121°C.
Autoclavabili - prima di eseguire il trattamento in autoclave svitare il tappo.



Code	Description	Packaging
LLG09103056	Bottiglie a bocca larga Nalgene®; PPCO, con tappo a vite, PP, 1000 ml, Ø 91 mm, Ø collo interno 53 mm, Altezza 199 mm, tappo 63 mm	1 pz
LLG09103248	Bottiglie a bocca larga Nalgene®; PPCO, con tappo a vite, PP, 30 ml, Ø 34 mm, Ø collo interno 21 mm, Altezza 63 mm, tappo 28 mm	12 pz
LLG09103249	Bottiglie a bocca larga Nalgene®; PPCO, con tappo a vite, PP, 60 ml, Ø 39 mm, Ø collo interno 21 mm, Altezza 86 mm, tappo 28 mm	12 pz
LLG09103250	Bottiglie a bocca larga Nalgene®; PPCO, con tappo a vite, PP, 125 ml, Ø 50 mm, Ø collo interno 28,0 mm, Altezza 99 mm, tappo 38 mm	12 pz
LLG09103251	Bottiglie a bocca larga Nalgene®; PPCO, con tappo a vite, PP, 250 ml, Ø 61 mm, Ø collo interno 33,0 mm, Altezza 131 mm, tappo 43 mm	12 pz
LLG09103252	Bottiglie a bocca larga Nalgene®; PPCO, con tappo a vite, PP, 500 ml, Ø 73 mm, Ø collo interno 44,0 mm, Altezza 168 mm, tappo 53 mm	12 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

