


**Tubo in PFA****Bohlender**

Tubo in PFA. Chimicamente resistente, adatto per temperature fino a +260°C.  
Venduto al metro.



| Code        | Description                                                                                                                   | Packaging |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09205824 | Tubo in PFA, Ø int. 0,80 mm, Ø est. 1,60 mm, spessore pareti 0,40 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 5 pz O MULTIPLI DI 5 pz       | 1 pz      |
| LLG09205825 | Tubo in PFA, Ø int. 1,58 mm, Ø est. 3,18 mm, spessore pareti 0,80 mm                                                          | 1 pz      |
| LLG09205826 | Tubo in PFA, Ø int. 3,60 mm, Ø est. 6,00 mm, spessore pareti 1,20 mm                                                          | 1 pz      |
| LLG09205827 | Tubo in PFA, Ø int. 2,00 mm, Ø est. 4,00 mm, spessore pareti 1,00 mm, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 5 CONF. O MULTIPLI DI 5 CONF. | 1 pz      |
| LLG09205829 | Tubo in PFA, Ø int. 3,96 mm, Ø est. 6,35 mm, spessore pareti 1,20 mm                                                          | 1 pz      |
| LLG09205830 | Tubo in PFA, Ø int. 4,00 mm, Ø est. 6,00 mm, spessore pareti 1,00 mm                                                          | 1 pz      |
| LLG09205831 | Tubo in PFA, Ø int. 4,35 mm, Ø est. 6,35 mm, spessore pareti 1,00 mm                                                          | 1 pz      |
| LLG09205833 | Tubo in PFA, Ø int. 6,00 mm, Ø est. 8,00 mm, spessore pareti 1,00 mm                                                          | 1 pz      |
| LLG09205834 | Tubo in PFA, Ø int. 6,35 mm, Ø est. 9,52 mm, spessore pareti 1,60 mm                                                          | 1 pz      |
| LLG09205835 | Tubo in PFA, Ø int. 6,80 mm, Ø est. 10,00 mm, spessore pareti 1,60 mm                                                         | 1 pz      |
| LLG09205836 | Tubo in PFA, Ø int. 8,00 mm, Ø est. 10,00 mm, spessore pareti 1,00 mm                                                         | 1 pz      |
| LLG09205839 | Tubo in PFA, Ø int. 10,00 mm, Ø est. 12,00 mm, spessore pareti 1,00 mm                                                        | 1 pz      |

