

**Piastre riscaldanti digitali SD 300 e SD 500****Stuart**

Piastre riscaldanti digitali SD 300 e SD 500. Temperatura massima 300 °C. Impostazione e controllo digitale della piastra con risoluzione di 1°C. Piastra in lega di alluminio/silicio. Il modello con piastra 300 x 300 ha un'asta di supporto montata sul retro della struttura. Con protezione antimicrobica, a base di argento, BioCote. Alimentazione 230V, 50/60 Hz.



Code	Description	Packaging
LLG09645320	Piastra riscaldante SD300, 300 x 300 mm	1 pz
LLG09645321	Piastra riscaldante SD500, 300 x 500 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

