

**Sedia per camera bianca ESD****Werksitz**

Sedia per camera bianca ESD.

- Schienale rivestito in similpelle, colore: nero, (L superiore/inferiore x H: 340/445 x 515 mm), inclinazione dello schienale: da -10° a +8°.
- Sedile rivestito in similpelle, colore: nero, (largh. schienale/fronte x prof.: 480/510 x 470 mm), inclinazione del sedile: da -4° a +10°.
- Colonna, cromata, con copertura della colonna.
- Base a cinque stelle, lucida con ruote doppie conduttive.
- Sedia conduttiva per scaricare l'elettricità statica resistenza elettrica: 6×10^6 Ohm.
- Certificato per camere bianche di classe 5. secondo DIN EN ISO 14644-1.
- Capacità di carico 120 kg.
- 5 anni di garanzia.



Code	Description	Packaging
LLG04661513	Sedia per camera bianca ESD, Tipo WS 1720 RR ESD, Con rotelle, Regolazione altezza seduta 510-630 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

