

**Turrax T 25 easy clean****IKA**

Agitatore ad asta T 25 easy clean control. Strumento a dispersione per alte prestazioni. Controllo elettronico della velocità da 3000 a 25000 rpm, per volumi di lavoro di 1-2000 ml (H<sub>2</sub>O).



Code	Description	Packaging
LLG04665087	Omogeneizzatori T 25 easy clean control, per volumi 1-2,000 ml, velocità 3,000-25.000 rpm	1 pz
LLG06291622	Unità di dispersione T 25 easy clean digital, 1-2000 ml, 3000-25000 rpm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

