

**Turrax T 25 easy clean****IKA**

Agitatore ad asta T 25 easy clean control. Strumento a dispersione per alte prestazioni. Controllo elettrico della velocità da 3000 a 25000 rpm, per volumi di lavoro di 1-2000 ml (H₂O).



Code	Description	Packaging
LLG04665087	Omogeneizzatori T 25 easy clean control, per volumi 1-2,000 ml, velocità 3,000-25.000 rpm	1 pz
LLG06291622	Unità di dispersione T 25 easy clean digital, 1-2000 ml, 3000-25000 rpm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

