

**Scatola di preparazione DURAN®, con lastra in vetro smerigliato****Duran****Scatola di preparazione DURAN®, con lastra in vetro smerigliato**

La precisa smerigliatura della lastra di vetro e la parte inferiore del recipiente consentono una chiusura a tenuta.



Code	Description	Packaging
LLG07021164	Scatola di preparazione DURAN®, con lastra in vetro smerigliato, Largh. 50 mm, Prof. 100 mm, Altezza 120 mm	1 pz
LLG07021165	Scatola di preparazione DURAN®, con lastra in vetro smerigliato, Largh. 50 mm, Prof. 130 mm, Altezza 130 mm	1 pz
LLG07021170	Scatola di preparazione DURAN®, con lastra in vetro smerigliato, Largh. 100 mm, Prof. 210 mm, Altezza 210 mm	1 pz
LLG07021172	Scatola di preparazione DURAN®, con lastra in vetro smerigliato, Largh. 140 mm, Prof. 250 mm, Altezza 250 mm	1 pz
LLG09020440	Scatola di preparazione DURAN®, con lastra in vetro smerigliato, Largh. 60 mm, Prof. 120 mm, Altezza 180 mm	1 pz
LLG09172319	Scatola di preparazione DURAN®, con lastra in vetro smerigliato, Largh. 50 mm, Prof. 150 mm, Altezza 150 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

