

**Sonda di temperatura per termometro TFX 430 / GFX 460-B****EBRO**

Sonda di temperatura per termometro TFX 430 / GFX 460-B.
Sonda di temperatura Pt100 con connettore LEMO,
Conduttori taglia 1 e 4, classe A.
Puntale in acciaio inox.
Può essere usata fino max. 400 °C.



Code	Description	Packaging
LLG06233571	Sonda di temperatura per termometro TFX 430 / GFX 460-B, tipo TPX 230, sonda Pt 100, dim. (ØxL) 3 x 200 mm, connessione Lemo, in acciaio inox	1 pz.
LLG06235806	Sonda di temperatura per termometro TFX 430 / GFX 460-B, tipo TPX 130, sonda Pt 100, dim. (ØxL) 3 x 200 mm, connessione Lemo, in acciaio inox	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

