

**Colorimetro visivo, Lovibond® Tintometer Modello F****Tintometer**

Colorimetro visivo, Lovibond® Tintometer Modello F.

- Gli standard cromatici dei filtri sono collocati individualmente in alloggiamenti di resina particolarmente resistenti
- Sistema ottico prismatico per un più accurato abbinamento dei colori e una migliore ripetibilità
- Campo visivo bilanciato con una linea netta di divisione fra il campione e i campi di comparazione per facilitare la differenziazione dei colori
- Illuminazione standardizzata grazie ad una fonte luminosa diffusa con lampada alogena

- Rivestimento della camera portacampione rimovibile per una accurata pulizia. Il modello F è un colorimetro visivo versatile per misurare il colore di liquidi, solidi, polveri e paste in termini di unità lovibond. L'utilizzatore compara simultaneamente il colore della luce che viene sia trasmessa che riflessa dal campione con la trasmissione attraverso una serie di filtri in vetro colorati di 3 colori primari - rosso, blu e giallo. Le fenditure sono regolate fino a che non si trova colore corrispondente per la luce che viene dal campione e il colore è quindi espresso in unità Lovibond RYBN.

Il modello F viene fornito con un set completo di filtri in vetro colorato (rosso da 0.1 a 70; giallo da 0.1 a 70; blu da 0.1 a 40; neutro da 0.1 a 3.0), un inserto campione per la camera per facile pulizia, celle in vetro fuso (una da 1 e una da 5 ¼), accessori ed istruzioni. E' disponibile anche (opzionale) un pacco accessori campioni solidi per misurare i prodotti che riflettono la luce. Incluso un alimentatore 12 V a.c. commutabile 110/220V.

Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?

Scopri come possiamo aiutarti



Code	Description	Packaging
LLG09947340	Colorimetro Lovibond mod. F	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

