

**Imbuti di sicurezza****Rötzmeier**

Imbuti di sicurezza. Per contenitori in plastica. Fissati al contenitore con tappo a vite in PE. Con trappola di messa a terra, troppo pieno e rompifiamma. Imbuto in acciaio inossidabile di alta qualità e durata. Modello piatto disponibile a richiesta (altezza 70mm, per esempio armadio da laboratorio).



Code	Description	Packaging
LLG09042978	Imbuti di sicurezza tipo TK 50, DIN 50, Ø 140 mm, h 125 mm	1 pz
LLG09042979	Imbuti di sicurezza tipo TK 51, DIN 51, Ø 140 mm, h 125 mm	1 pz
LLG09042980	Imbuti di sicurezza tipo TK 61, DIN 61 , Ø 140 mm, h 125 mm	1 pz
LLG09042988	Imbuti di sicurezza tipo TK 71, DIN 71, Ø 140 mm, h 125 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

