



Tappi di sicurezza per rifiuti, S 55

SCAT

I tappi di sicurezza SCAT sono tappi ermetici per lo smaltimento sicuro di solventi e rifiuti HPLC.

Il filtro di scarico SCAT con tre strati di carbonio attivo cattura i vapori di solventi, acidi e basi. Questo garantisce un sicuro bilanciamento della pressione e la sicurezza sul lavoro.

In PTFE.

Specifiche codice LLG04005584:

- Tipo 3;
- Con filettatura S55;
- 2 x PFA connettori diam. est. 2.3 mm;
- 2 x PFA connettori diam. esterno 3.2 mm;
- 1 x PP tubo di connessione diam. interno 5.0 - 11.5 mm;
- 1 x GL14 connessione per filtro di scarico. **Si prega di ordinare il filtro di scarico separatamente.**

Contenuto della fornitura: Tappo di sicurezza per rifiuti, raccordi in PFA, oliva per tubi flessibili.



Code	Description	Packaging
LLG04005584	Tappo filettatura S55, 2xconnettori PFA Øest. 2,3 mm, 2xconnettori PFA Øest. 3,2 mm, 1xconnettore 5-11,5 mm Øint., connessione GL14 per filtro (da ordinare a parte)	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

