

**Fotometro AL450****Tintometer**

Fotometro AL450 AL450 è un fotometro moderno, con un nuovo design ergonomico, controllato da microprocessore e con un ampio display grafico. Pre-programmato con un'ampia gamma di metodi analitici (es. ammonio, COD o fosfati) della gamma Aqualytic®, reagenti solidi in comode pastiglie o liquidi, soluzioni, test in cuvetta e standard. La possibilità di calibrazione e la gestione tramite software lo rendono uno strumento ideale per il controllo qualità. L'uso in campo inoltre è facilitato dall'adozione di 7 batterie ricaricabili, incluse.

- Ampia gamma di metodi pre-programmati
- Ampio display grafico
- Interfaccia RS 232
- Batterie ricaricabili
- Aggiornamento nuovi metodi tramite Internet
- Memoria 1000 letture
- E' anche possibile richiamare metodi propri dell'utilizzatore

Comprende: AL450 pronto all'uso + 7 batterie ricaricabili con caricatore 100-240 V, 3 cuvette 24 mm e 3 cuvette da 16 mm, adattatore per cuvette da 16 mm, 3 siringhe, 1 beaker in plastica da 100 ml e valigia con inserto a tenuta d'acqua.

Senza reagenti e senza batteria (da ordinare separatamente)

Kit standard di verifica: questo kit per il modello AL450 è studiato per assicurare l'utilizzatore in merito all'accuratezza e ripetibilità dei risultati. La durata del kit di standard è di due anni dalla data di produzione, se la conservazione e l'uso sono eseguiti secondo le istruzioni fornite. Le misure sono effettuate in mAbs.

**Caratteristiche:**

- Ottica: tecnologia doppio-raggio, filtri interferenziali alta-qualità
- Tempo di misura: 10 secondi ca.
- Alimentazione: 7 batterie Ni-MH (1.5 V AA/Mignon), con caricabatterie
- Dimensioni di ingombro (L x P x A): 265 x 195 x 70 mm
- Condizioni operative: fino 90% U.R. (senza condensa), da 5 a 40°C ca.
- Conformità: CE
- Lunghezze d'onda: 430 nm/ 530 nm/ 560 nm/ 580 nm/ 610 nm/



660 nm

Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?

Scopri come possiamo aiutarti

Code	Description	Packaging
LLG06226018	Kit verifica standard	1 pz
LLG09699230	Fotometro AL450	1 pz
LLG09699264	Adattatore, per cuvette tonde Ø 16 mm	1 pz
LLG09699273	Mains adapter TR15RA150 Level V	1 pz





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

