

**Système photométrique MultiDirect**Lovibond[®]**Système photométrique MultiDirect**

Technologie double faisceau. Photomètre à microprocesseur, à clavier ergonomique et large écran. Grand nombre de méthodes préprogrammées (Ammoniaque, DCO, phosphate), utilisant les réactifs en tablettes, liquides, en poudre ou les tubes prêt à l'emploi Lovibond[®]. Calibrations et logiciel avec options de mise à jour font de cet appareil un véritable analyseur. Fonctionne avec 7 batteries pour une utilisation terrain.

Batteries fournies.

- Large plage de méthodes pré-programmées
- Grand écran convivial
- Interface RS 232
- Possibilité d'utiliser des piles rechargeables standard
- Mise à jour de nouvelles méthodes et langues par Internet
- Mémoire de stockage de 1000 données
- Possibilité d'enregistrement de méthodes individuelles.

La livraison comprend: Appareil prêt -à-l'emploi avec 7 batteries rechargeables et chargeur 100 - 240 V, 3 cuves de 24 mm, 3 cuves de 16 mm, 1 adaptateur pour cuves 16 mm, 3 seringues, 1 bécher plastique 100 ml, mallette avec insert étanche. **Livré sans réactifs et sans batterie** (à commander séparément).



Kit standard de vérification: Le kit standard de vérification du MultiDirect est conçu pour assurer l'utilisateur de l'exactitude et de la fiabilité des résultats. La durée de vie du kit standard est de deux ans à compter de la date de production, à condition que le stockage et l'utilisation soient conformes aux instructions fournies. Les mesures sont prises dans les anticorps monoclonaux.

Caractéristiques techniques:

Optique:

Technologie double faisceau, filtre interférentiel haute qualité

Temps de mesure:

Alimentation: 10 sec. environ

7 Accus Ni-MH (1.5V AA), à charger avec pack accu fourni

Dimensions (l x p x h):



Conditions ambiantes:

Certification: 265 x 70 x 195 mm

jusqu'à max. 90 % HR (sans condensation), 5 ... 40 °C environ

CE

Longueurs d'onde: 430 nm/ 530 nm/ 560 nm/ 580 nm/ 610 nm/ 660 nm

Code	Description	Packaging
LLG06226018	Verification Standard KIT AL450	1 pz
LLG09012971	Pile bouton au lithium Energizer, Type	1 pz
LLG09699230	Système photométrique MultiDirect, Type MultiDirect	1 pz
LLG09699264	Adapter for round vials 16mm	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG09699273	Photomètre AL450 Aqualytic, Type Adapta	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.A.S.
 Chaussée du Vexin – 27106
 Val de Reuil cedex
 N° TVA: FR 63391048824
 Tél : +33 (0)2 32 09 20 00
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

