

**Mini centrifuga Frontier™ 5000 Mini****Ohaus**

Mini centrifuga Frontier™ 5000 Mini.

Mini-centrifuga potente e facile da usare per applicazioni di separazione facili e veloci nell'ambito delle scienze della vita.

- Operazione con un solo tocco;
- Motore silenzioso senza spazzole;
- Tappetino in gomma antivibrante;
- Spegnimento automatico di sicurezza all'apertura del coperchio;
- Rilevamento degli squilibri.

La fornitura include: mini centrifuga, adattatore CA, rotore angolare (8 x 1.5 ml / 2 ml), rotore PCR per 4 x 8 strisce (0.2 ml), 8 adattatori da 0.5 ml e 8 adattatori da 0.2 ml, manuale.



Code	Description	Packaging
LLG04661529	Centrifuga Frontier™ Mini FC5306, rcf 2000 x g, velocità 6.000 1/min, per 4 x 8 strip o 32 x 0,2 ml provette singole o 8 x 1.5 / 2.0 ml, dim. (LxPxH) 150 x 168 x 128 mm, 1,1 kg	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

