

**Beute con giunto smerigliato standard, in vetro borosilicato 3.3****LLG Labware**

Ideali per miscelare liquidi. Con collo smerigliato standard e graduazioni bianche. In accordo a DIN EN ISO 4797.



| Code        | Description                                                                                                         | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04686106 | Beuta con collo smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, capacità nominale: 50 ml, Ø 51 x 85 h mm, NS14/23     | 2 pz      |
| LLG04686107 | Beuta con collo smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, capacità nominale: 50 ml, Ø 51 x 85 h mm, NS19/26     | 2 pz      |
| LLG04686108 | Beuta con collo smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, capacità nominale : 50 ml, Ø 51 x 85 h mm, NS29/32    | 2 pz      |
| LLG04686109 | Beuta con collo smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, capacità nominale: 100 ml, Ø 64 x 100 h mm, NS14/23   | 2 pz      |
| LLG04686110 | Beuta con collo smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, capacità nominale: 100 ml, Ø 64 x 100 h mm, NS19/26   | 2 pz      |
| LLG04686111 | Beuta con collo smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, capacità nominale: 100 ml                             | 2 pz      |
| LLG04686112 | Beuta con collo smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, capacità nominale: 250 ml, Ø 85x 140 h mm, NS19/26    | 2 pz      |
| LLG04686113 | Beuta con collo smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, capacità nominale: 250 ml, Ø 85 x 140 h mm, NS24/29   | 2 pz      |
| LLG04686114 | Beuta con collo smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, capacità nominale: 250 ml, Ø 85 x 140 h mm, NS29/32   | 2 pz      |
| LLG04686115 | Beuta con collo smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, capacità nominale: 300 ml, Ø 87 x 156 h mm, NS29/32   | 2 pz      |
| LLG04686116 | Beuta con collo smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, capacità nominale: 500 ml, Ø 105 x 175 h mm, NS29/32  | 2 pz      |
| LLG04686117 | Beuta con collo smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, capacità nominale: 1000 ml, Ø 131 x 220 h mm, NS29/32 | 1 pz      |
| LLG04686118 | Beuta con collo smerigliato standard, vetro borosilicato 3.3, capacità nominale: 2000 ml, Ø 166 x 270 h mm, NS29/32 | 1 pz      |

